


Microplate 384 Lid, clear

cut corners A1/P1
without condensation rings, gamma irradiated



Packung à 100 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-0281 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0281

192,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A1/P1
Eigenschaften: ohne Kondensationsringe
Farbe: farblos
Kategorie: 384er Deckel
Profil: Low Profile
Sterilität: steril
Verpackung: Packung à 100 Stück