

Microplate 96 Lid, clear

cut corners A1/H1
with condensation rings



Packung à 80 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-0282 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0282

116,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A1/P1

Eigenschaften: ohne Kondensationsringe

Farbe: farblos

Kategorie: 96er Deckel

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 80 Stück