


## 8 Well PCR Tube Strip Adapter, white PC

cut H1

96 Well skirted frame



Packung à 18 Adapter

Artikel-Nr.: AF4TI-0371 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0371

**122,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** H1

**Farbe:** weiß

**Format:** full skirted

**Kategorie:** Zubehör

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** Packung à 18 Adapter