


Non-Skirt PCR Plate Adapter, clear PC

cut H1
96 Well skirted frame



Packung à 18 Adapter
Artikel-Nr.: AF4TI-0373 | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 4TI-0373

122,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt:H1

Farbe: farblos

Format: full skirted

Kategorie: Zubehör

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 18 Adapter