


## 0.2 ml Dual-Cap PCR Tube Rack, white PC

cut H1/H12, 48 Well skirted frame (SBS)  
for 0.2 ml Dual-Cap PCR Tubes (4TI-0791)



ohne Tubes



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AF4TI-0374 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0374

**398,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** H1/H12

**Farbe:** weiß

**Kategorie:** Zubehör

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** Packung à 10 Racks