

FrameStar 384 PCR Plate, white Wells, clear Frame

cut A24/P24, Roche style
Skirt, plus qPCR Seal (4TI-0560)



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 50 Platten & Sealing Folien
Artikel-Nr.: AF4TI-0382 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0382

405,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A24/P24

Eigenschaften: Roche-Typ, rigid frame

Farbe: Rahmen: farblos, weiß

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Platten & Sealing Folien

Volumen: 30 µl