


FrameStar 384 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

cut A24

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0384-C | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0384/C

219,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A24/P24

Eigenschaften: rigid frame

Farbe: Rahmen: farblos

Farbe Wells: farblos

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl