


FrameStar 384 PCR Plate, white Wells, black Frame

cut A24

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0385 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0385

270,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A24/P24

Eigenschaften: rigid frame

Farbe: Rahmen: schwarz

Farbe Wells: weiß

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl