


## FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, purple Frame

High Profile, cut H1  
Non-Skirted



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0710 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0710

**224,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** H1

**Eigenschaften:** rigid frame

**Farbe:** violett

**Farbe Wells:** farblos

**Format:** unskirted

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** FrameStar

**Profil:** High Profile

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 0.2 ml

#### ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC

- GeneAmp® 2700 / 2720 / 9600 / 9700
- 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 HAT
- 3100, 3130XL, 3500, 3500XL, 3730, 3730XL

#### AGILENT / STRATAGENE

- Surecycler 8800
- Robocycler Gradient
- Mx3000P,™ Mx3005P™
- Mx4000™

#### ANALYTIK JENA / BIOMETRA

- Flexcycler2, T1 Thermocycler, Tgradient, Tone, Tadvanced, TProfessional (Standard/Basic) Gradient/XL
- Trobot 96, SpeedCycler2 (SP, SPR)
- qTOWER3 / G / touch, Toptica

## **BIOER TECHNOLOGIES**

- Gene Touch 96

## **BIO-RAD**

- C1000 Touch, S1000

- iCycler,™ MyCycler™, T100

- MyiQ,™ iCycler™ IQ / IQ 4 / IQ 5

## **BIO-RAD MJ RESEARCH**

- Personal

- PTC100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™

- Chromo4™

## **CORBETT RESEARCH**

-(Qiagen) Palm Cyclers

## **EPPENDORF**

- MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1

- Mastercycler™ ep realplex

## **PEQLAB / VWR**

- peqSTAR 96X

## **SENSOQUEST**

- Labcycler

## **TAKARA**

- Dice touch, Gradient

## **TECHNE**

- Prime, PrimeG, Prime Elite, Prime Elite Satellite

- PCRmax Alpha cycler 1 / 2 / 4

- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene