


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

High Profile, cut A12
Semi-Skirt, with Upstand (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0730-C | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0730/C

219,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: ABI-Typ, rigid frame

Farbe: farblos

Farbe Wells: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Veriti, Proflex, Simpliamp
- GeneAmp® 2700 / 2720 / 9600 / 9700
- 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 HAT
- QuantStudio™ 3 / 5 / 6 / 7 / 12K, ViiA7™
- 3100, 3130XL, 3500, 3500XL, 3730, 3730XL

AGILENT / STRATAGENE

- Mx4000™

SENSOQUEST

- Labcycler