


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, green Frame

High Profile, cut A12
Semi-Skirt, with Upstand (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0730-G | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0730/G

224,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A12
Eigenschaften: ABI-Typ, rigid frame
Farbe: grün
Farbe Wells: farblos
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: FrameStar
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.2 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Veriti, Proflex, Simplicamp
- GeneAmp® 2700 / 2720 / 9600 / 9700
- 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 HAT
- QuantStudio™ 3 / 5 / 6 / 7 / 12K, ViiA7™
- 3100, 3130XL, 3500, 3500XL, 3730, 3730XL

AGILENT / STRATAGENE

- Mx4000™

SENSOQUEST

- Labcycler