

16 Well PCR Plate Segment, blue

High Profile
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 300 Segmente
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-16-B | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/16/B

220,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: blau
Format: unskirted
Kategorie: 16-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 300 Segmente
Volumen: 0.2 ml