

## 16 Well PCR Plate Segment, yellow

High Profile  
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 300 Segmente  
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-16-Y | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/16/Y

**220,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Farbe:** gelb  
**Format:** unskirted  
**Kategorie:** 16-Well Platte  
**Produktlinie:** Azenta  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** Packung à 300 Segmente  
**Volumen:** 0.2 ml