

## 24 Well PCR Plate Segment, blue

High Profile  
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 200 Segmente  
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-24-B | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/24/B

**209,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Farbe:** blau  
**Format:** unskirted  
**Kategorie:** 24-Well Platte  
**Produktlinie:** Azenta  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** Packung à 200 Segmente  
**Volumen:** 0.2 ml