

24 Well PCR Plate Segment, yellow

High Profile
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 200 Segmente
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-24-Y | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/24/Y

209,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: gelb
Format: unskirted
Kategorie: 24-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 200 Segmente
Volumen: 0.2 ml