

32 Well PCR Plate Segment, yellow

High Profile
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 150 Segmente
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-32-Y | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/32/Y

209,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: gelb
Format: unskirted
Kategorie: 32-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 150 Segmente
Volumen: 0.2 ml