

48 Well PCR Plate Segment, clear

High Profile
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 100 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-48 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/48

201,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Format: unskirted
Kategorie: 48-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 100 Segmente
Volumen: 0.2 ml