

48 Well PCR Plate Segment, purple

High Profile
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 100 Segmente
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-48-P | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/48/P

201,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: violett
Format: unskirted
Kategorie: 48-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 100 Segmente
Volumen: 0.2 ml