

## 8 Well PCR Plate Segment, blue

High Profile  
Non-Skirted




Abbildung ähnlich



Packung à 600 Segmente  
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-8-B | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/8/B

**220,50 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** blau  
**Format:** unskirted  
**Kategorie:** 8er-Streifen  
**Produktlinie:** Azenta  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** Packung à 600 Segmente  
**Volumen:** 0.2 ml