

8 Well PCR Plate Segment, green

High Profile
Non-Skirted



Abbildung ähnlich



Packung à 600 Segmente
Artikel-Nr.: AF4TI-0750-8-G | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/8/G

220,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: grün
Format: unskirted
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 600 Segmente
Volumen: 0.2 ml