


96 Well PCR Plate, blue

High Profile, cut H12

Non-Skirted



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-B | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/B

191,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Farbe: blau

Format: unskirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml