


96 Well PCR Plate, green

High Profile, cut H12

Non-Skirted



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-G | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/G

191,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Farbe: grün

Format: unskirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml