

## 96 Well PCR Plate, white Wells

High Profile, cut H12  
No-Skirt, breakable vertically



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-W-TA | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0750/W/TA

**223,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:**H12

**Farbe:** weiß

**Format:** unskirted

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** Azenta

**Profil:** High Profile

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 0.2 ml