


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

High Profile, cut A12
Semi-Skirt (ABI)



Packung à 50 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-0770-C | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0770/C

223,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A12
Eigenschaften: ABI-Typ, rigid frame
Farbe: farblos
Farbe Wells: farblos
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: FrameStar
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.2 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Veriti, Proflex, Simplicamp
- GeneAmp® 2700 / 2720 / 9600 / 9700
- 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 HAT
- QuantStudio™ 3 / 5 / 6 / 7 / 12K, ViiA7™
- 3100, 3130XL, 3500, 3500XL, 3730, 3730XL

AGILENT / STRATAGENE

- Mx3000P,™ Mx3005P™
- Mx4000™

ANALYTIK JENA / BIOMETRA

- Flexcycler2, T1 Thermocycler, Tgradient, Tone, Tadvanced, TProfessional (Standard/Basic) Gradient/XL
- Trobot 96, SpeedCycler2 (SP, SPR)
- qTOWER3 / G / touch, Toptical

BIOER TECHNOLOGIES

- Gene Touch 96

BIO-RAD

- C1000 Touch, S1000
- iCycler,™ MyCycler™, T100
- MyiQ,™ iCycler™ IQ / IQ 4 / IQ 5

BIO-RAD MJ RESEARCH

- PTC100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™
- Chromo4™

CORBETT RESEARCH

- (Qiagen) Palm Cycler

EPPENDORF

- MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1
- Mastercycler™ ep realplex

PEQLAB / VWR

- peqSTAR 96X

SENSOQUEST

- Labcycler

TAKARA

- Dice touch, Gradient

TECHNE

- Prime, PrimeG, Prime Elite, Prime Elite Satellite
- PCRmax Alpha cycler 1 / 2 / 4
- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene