


FrameStar 96 PCR Plate, frosted Wells, clear Frame

High Profile, cut A12
Semi-Skirt (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0772 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0772

224,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: ABI-Typ, rigid frame

Farbe: Rahmen: farblos, frosted

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml