

Cap Mat for PCR Plates, blue TPE

96 individual caps in sheet format
pierceable



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0778 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0778

336,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Real-Time PCR, optical cap

Kategorie: 96er-Cap Strip Platte

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 50 Stück