


## 8 Well PCR Tube Strips, clear Wells, red Frame

High Profile  
plus Strips of Domed Caps



Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips  
Artikel-Nr.: AF4TI-0785-R | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0785/R

**112,50 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Flachdeckel, mit Deckel  
**Farbe:** rot  
**Farbe Wells:** farblos  
**Kategorie:** 8er-Streifen  
**Produktlinie:** Azenta  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips  
**Volumen:** 0.2 ml

## 8er Streifen ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

### ABI®/LIFE TECHNOLOGIES/THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Thermal Cyclers (96 well standard block): Veriti | Proflex | Simpliamp | GeneAmp® 2700/2720/9600/9700
- qPCR Cyclers (96 well standard block): 7000 | 7300 | 7500 | 7700 | 7900 HT | ViiA7™

### AGILENT/STRATAGENE

- qPCR Cyclers (96 well block): Mx3000P™ | Mx3005P™ | Mx4000™

### ANALYTIK JENA/BIOMETRA

- Thermal Cyclers (strips only): TRIO | Tpersonal | T3 Thermocycler

- Thermal Cyclers (96 well block): Flexcycler2 | T1 Thermocycler | Tgradient | Tone | Tadvanced | TProfessional (Standard/Basic) Gradient/XL | Trobot 96 | SpeedCycler2 (SP, SPR)
- qPCR Cyclers (96 well block): qTOWER3/G/touch | Topical

## BIOER TECHNOLOGIES

- Thermal Cyclers (strips only): GeneQ
- Thermal Cyclers (96 well block): Gene Touch 96

## BIO-RAD

- Thermal Cyclers (strips only): Genecycler
- Thermal Cyclers (96 well block): C1000 Touch | S1000 | iCycler™ | MyCycler™ | T100
- qPCR Cyclers (96 well block): MyiQ™ | iCycler™ IQ/IQ 4/IQ 5

## BIO-RAD MJ RESEARCH

- Thermal Cyclers (strips only): Mini Gradient
- Thermal Cyclers (96 well block): PCT100™/200™/220™/221™/225™/240™
- qPCR Cyclers (96 well block): Chromo4™

## CORBETT RESEARCH

- Thermal Cyclers (96 well block): (Qiagen) Palm Cycler

## EPPENDORF

- Thermal Cyclers (96 well block): MasterCycler® ep/ep gradient/Pro/Pro S/nexus/nexus gradient/nexus SX1/nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2/GX2/GX2e/X2e
- qPCR Cyclers (96 well block): MasterCycler™ ep realplex

## PEQLAB/VWR

- Thermal Cyclers (strips only): peqSTAR XS | peqSTAR 2X
- Thermal Cyclers (96 well block): peqSTAR 96X

## SENSOQUEST

- Thermal Cyclers (96 well block): Labcycler

## TAKARA

- Thermal Cyclers (96 well block): Dice touch | Gradient

## TECHNE

- Thermal Cyclers (strips only): 3Prime | 3PrimeG | 3PrimeX
- Thermal Cyclers (96 well block): Prime | PrimeG | Prime Elite | Prime Elite Satellite | PCRmax Alpha cycler 1/2/4 | TC412 | TC512 | Genius | Genius Quad | Touchgene | Touchgene Gradient | Flexigene