

## 8 Well PCR Tube Strips, clear Wells, black Frame

High Profile  
plus Strips of Flat Caps, 2D coded



Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips  
Artikel-Nr.: AF4TI-0786-X-2D | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0786/X/2D

**127,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Flachdeckel, mit Deckel  
**Farbe:** schwarz  
**Kategorie:** 8er-Streifen  
**Produktlinie:** Azenta  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips  
**Volumen:** 0.2 ml