

0.2 ml Dual-Cap PCR Tube, clear, sample collection

attached flip cap with orange screw cap
2D code and human readable number on tab



Packung à 500 Tubes

Artikel-Nr.: AF4TI-0791 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0791

851,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: Einzelgefäße
Produktlinie: Azenta
Verpackung: Packung à 500 Tubes
Volumen: 0.2 ml