

8 Well PCR Tube Strips, 0.1 ml, clear

Low Profile
with attached Flat Caps



Packung à 120 Tube Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0793 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0793

119,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Azenta
Profil: Low Profile
Verpackung: Packung à 120 Tube Strips
Volumen: 0.1 ml