

## 8 Well PCR Tube Strips, 0.2 ml, clear

High Profile  
with attached Domed Caps



Packung à 120 Tube Strips  
Artikel-Nr.: AF4TI-0794 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0794

**109,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** mit Deckel  
**Farbe:** farblos  
**Kategorie:** 8er-Streifen  
**Produktlinie:** Azenta  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** Packung à 120 Tube Strips  
**Volumen:** 0.2 ml