

## Individual PCR Tubes, 0.2 ml, clear

High Profile  
with attached Domed Caps



Packung à 1000 Tubes  
Artikel-Nr.: AF4TI-0795 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0795

**68,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** mit Deckel  
**Farbe:** farblos  
**Kategorie:** Einzelgefäße  
**Produktlinie:** Azenta  
**Verpackung:** Packung à 1000 Tubes  
**Volumen:** 0.2 ml