

4 Well PCR Tube Strips, clear, plus Strips of caps

Rotor-Gene style



Packung à 250 Tube Strips & Cap Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0796 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0796

152,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: 4er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 250 Tube Strips & Cap Strips

Volumen: 0.1 ml