

## Microcentrifuge Tubes w. attached Flat Caps, 2.0ml

graduated with frosted window  
flat safe-lock cap



Packung à 500 Tubes

Artikel-Nr.: AF4TI-0798 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0798

**40,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Flachdeckel, Mit Sicherheitsverschluss

**Farbe:** farblos

**Graduierung:**graduiert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** Packung à 500 Tubes

**Volumen:** 2.0 ml