


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

Low Profile, cut A1
Semi-Skirt, with Upstand (ABI Fast)



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-0910-C-10P | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0910/C/10P

51,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A1
Eigenschaften: ABI Fast-Typ, rigid frame
Farbe: farblos
Farbe Wells: farblos
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: FrameStar
Profil: Low Profile
Verpackung: Packung à 10 Stück
Volumen: 0.1 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Cyclern

ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC

- 96 well FAST block
- GeneAmp® 9800 FAST, Veriti FAST
- StepOne Plus™
- 7500 FAST, 7900 HT FAST
- QuantStudio™ 3 / 5 / 6 / 7 / 12K, ViiA7™

SENSOQUEST

- Labcycler