


FrameStar 96 PCR Plate, white Well, clear PC Frame

Low Profile, cut H12
Semi-Skirt (Roche)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0951 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0951

270,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Eigenschaften: Roche-Typ, rigid frame

Farbe: Rahmen: farblos, weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml