

96 Well PCR Plate, white

Low Profile, cut H12
Semi-Skirt, Roche style



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0955 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0955

208,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: H12
Eigenschaften: Roche-Typ
Farbe: weiß
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: Low Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.1 ml

Diese Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern

Roche

- LC96 | LC480