


## 96 Well PCR Plate, white, plus qPCR Seal

Low Profile, cut H12  
Semi-Skirt Roche style, combi pack



Packung à 50 Platten & Sealing Folien  
Artikel-Nr.: AF4TI-0955-0560 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0955/0560

**331,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** H12  
**Eigenschaften:** Roche-Typ, rigid frame  
**Farbe:** weiß  
**Format:** semi skirted  
**Kategorie:** 96-Well Platte  
**Produktlinie:** Azenta  
**Profil:** Low Profile  
**Verpackung:** Packung à 50 Platten & Sealing Folien  
**Volumen:** 0.1 ml