

## FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, purple Frame

Low Profile, cut H1  
Skirt



Packung à 50 Stück  
Artikel-Nr.: AF4TI-0960 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0960

**224,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** H1  
**Eigenschaften:** rigid frame  
**Farbe:** violett  
**Farbe Wells:** farblos  
**Format:** full skirted  
**Kategorie:** 96-Well Platte  
**Produktlinie:** FrameStar  
**Profil:** Low Profile  
**Verpackung:** Packung à 50 Stück  
**Volumen:** 0.1 ml

**Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern**

#### BIO-RAD MJ RESEARCH

- C100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™  
- Chromo4™  
- Opticon2™

#### EPPENDORF

- MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1

- Mastercycler™ ep realplex

## PEQLAB / VWR

- peqSTAR 96X

## TECHNE

- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene

- Quantica

## SENSOQUEST

- Labcycler