

## FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

Low Profile, cut H1  
Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0960-C | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0960/C

**219,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** H1

**Eigenschaften:** rigid frame

**Farbe:** farblos

**Farbe Wells:** farblos

**Format:** full skirted

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** FrameStar

**Profil:** Low Profile

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 0.1 ml

**Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern**

#### BIO-RAD MJ RESEARCH

- C100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™

- Chromo4™

- Opticon2™

#### EPPENDORF

- MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1

- Mastercycler™ ep realplex

## PEQLAB / VWR

- peqSTAR 96X

## TECHNE

- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene

- Quantica

## SENSOQUEST

- Labcycler