

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, green Frame

Low Profile, cut H1
Skirt



Packung à 50 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-0960-G | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0960/G

224,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: H1
Eigenschaften: rigid frame
Farbe: grün
Farbe Wells: farblos
Format: full skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: FrameStar
Profil: Low Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.1 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

BIO-RAD MJ RESEARCH

- C100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™
- Chromo4™
- Opticon2™

EPPENDORF

- MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1

- Mastercycler™ ep realplex

PEQLAB / VWR

- peqSTAR 96X

TECHNE

- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene

- Quantica

SENSOQUEST

- Labcycler