

## Individual Access 96 Well Skirted PCR Plate

Low Profile, cut H1, clear PP Wells  
white rigid PC frame, for indiv. removable Wells



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0960-RA | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 4TI-0960/RA

**269,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eckanschnitt:**H1

**Farbe:** weiß

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** Azenta

**Profil:** Low Profile

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 0.1 ml