

Indiv. Access 96 Well Skirted Opt Bottom PCR Plate

Low Profile, cut H1, clear PP Wells
black PC frame, for individually removable Wells



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0970-RA | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0970/RA

269,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt:H1

Farbe: schwarz

Format: full skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml