

Individual Access 96 Well Skirted PCR Plate Frame

cut H1

black PC frame, for individually removable Wells



Keine Tubes - Nur Rahmen



Packung à 10 Rahmen

Artikel-Nr.: AF4TI-0970-RA-F | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0970/RA-F

38,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Farbe: schwarz

Format: full skirted

Kategorie: Zubehör

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 10 Rahmen