

FrameStar 96 PCR Plate, white Wells, black Frame

High Profile, cut A12
Semi-Skirt, breakable vertically




Abbildung ähnlich (clear Wells, white Frame)



Packung à 50 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-1001 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-1001

319,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: breakable, rigid frame

Farbe: Rahmen: schwarz, weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml