

## 384 Well PCR Plate, white

cut A24/P24  
Skirt, Roche style



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-1381 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-1381

**224,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** A24/P24

**Farbe:** weiß

**Format:** full skirted

**Kategorie:** 384-Well Platte

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 30 µl

Diese PCR Platte ist passend für:

**ROCHE qPCR Cyclers (384 well block):**

- LightCycler® 480