

384 Well PCR Plate, frosted

cut A24

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-1387 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-1387

224,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A24

Farbe: frosted

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl