


## FrameStar 384 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

cut A24

Semi-Skirt, low binding



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-LB0384-C | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-LB0384/C

**252,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** A24

**Farbe:** Rahmen: farblos, farblos

**Format:** semi skirted

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** FrameStar

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 30 µl