

Individual Access Pierce Heat Seal Strong

strong heat sealing foil 96 individual seals
Roll, Size (420 m x 100 mm)



1 Rolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0539-RA | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 4TI-0539/RA

3.769,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 120°C, Probenlagerung
Art der Folie: Aluminium, nicht transparent
Eigenschaften: Individuelle Folie, Lösungsmittelbeständig
Folienformat: Rolle
Kategorie: Heat Seal Folie
pierceable / peelable: pierceable
Produktlinie: Azenta
Verpackung: 1 Rolle