

## Pierce Heat Seal Strong, strong heat sealing foil

Sample Roll, Size (5 m x 115 mm)



Abbildung  
ähnlich



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0539-S | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0539/S

**31,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -20°C bis 120°C, Probenlagerung

**Art der Folie:** Aluminium, nicht transparent

**Eigenschaften:** Lösungsmittelbeständig

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** pierceable

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** 1 Testrolle